

## ÇOK AMAÇLI DAMARIÇİ GİRİŞİM İĞNE VE SETLERİ KATETER LABORATUARI VE YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

## MULTIPURPOSE VASCULAR INTERVENTION SETS AND NEEDLES QUALITY IN CATH-LAB AND INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Non-coring "B" tip açılı uç.
- Kılavuz telin kolay yerleşimine olanak sağlayan tabanı geniş konik şekilli luer adaptör
- Şeffaf ve içinin gözlenmesine olanak veren malzemeden yapılmış sap kısmı
- İstenildiğinde elle tutulması ve hareket ettirilmesine kolaylaştıran kanatlı tutma kısmı
- Seldinger tipi iğne en az travmaya neden olacak şekilde ve kolaylıkla doğrudan cilt üzerinden artere yapılacak girişimlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.



- Needle points feature a non-coring "B" arterial bevel
- Funneled (tapered) luer hub allows trouble-free guide wire insertion
- Available with a clear window wall hub
- Also available with a winged base plate
- Seldinger Needle is designed for easy, atraumatic percutaneous arterial puncture.

## ÇOK AMAÇLI DAMARIÇİ GİRİŞİM İĞNE VE SETLERİ

### MULTIPURPOSE VASCULAR INTERVENTION SETS AND NEEDLES

Sentia çok amaçlı damariçi girişim iğne setleri hastane ortamındaki perkutan damar girişimleri için özel olarak üretilmiştir. *Sentia multipurpose vascular intervention sets and needles are specifically designed for percutaneous interventions in hospital environment.*



### ÜRÜN BİLGİLERİ /

#### PRODUCT INFORMATION

Ürün / Product

Seldinger İğne / Seldinger Needle

Tanım / Description

Düz / Plain base plate

Ebat / Size

18 Ga x 3.8 cm  
18 Ga x 7.0 cm  
19 Ga x 3.8 cm  
21 Ga x 2.5 cm  
21 Ga x 3.8 cm  
21 Ga x 5.0 cm  
21 Ga x 7.0 cm  
18 Ga x 3.8 cm  
18 Ga x 7.0 cm  
19 Ga x 3.8 cm  
21 Ga x 2.5 cm  
21 Ga x 3.8 cm  
21 Ga x 5.0 cm  
21 Ga x 7.0 cm

Kanatlı / Winged base plate

Seldinger İğne (İki parça) / Seldinger Needle (Two piece)

Blok mandrenli / w / non vented stylet

Delikli mandrenli / w / vented stylet

İğneli Damariçi Girişim Seti / Guidewire Introducer-Needle Sets

İğneli / Over the needle

18 Ga x 7.0 cm  
18 Ga x 7.0 cm  
14 Ga x 7.0 cm  
14 Ga x 14.0 cm  
16 Ga x 6.0 cm  
16 Ga x 7.0 cm  
16 Ga x 21.0 cm  
16 Ga x 8.0 cm  
4 Fr x 6.0 cm  
5 Fr x 6.0 cm  
5 Fr x 9.0 cm  
6 Fr x 6.0 cm  
6 Fr x 13.0 cm  
9 Fr x 8.0 cm  
14 Ga x 8.0 cm  
16 Ga x 6.0 cm  
16 Ga x 8.0 cm  
18 Ga x 6.0 cm  
18 Ga x 8.0 cm  
20 Ga x 8.0 cm

İğnesiz Damariçi Girişim Seti / Guidewire Introducer w/o Needle Sets

İğnesiz / w / o needle

Bulb Damariçi Girişim Seti / Guidewire Bulb Introducer Sets

İğnesiz / w / o needle

İğneli / w / needle

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.  
Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

### ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com

Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr