


## TEK VE ÇOK LÜMENLİ SANTRAL VENÖZ KATETER SETLERİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

## SINGLE AND MULTILUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER SETS QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Sentia tekli ve çoklu damar içi kateter setleri geniş ürün yelpazesi ile çok sayıdaki klinik girişimlere tek girişim uygulanabilme olanağı sağlar.
- *Santral venöz basınç takibi*
- *Birbiri ile uyumsuz ilaçların sürekli ve eşzamanlı verilebilmesi*
- *Kan örnekleri alınabilmesi*
- *Kan ve kan ürünleri verilebilmesi*
- *Total parenteral nutrisyon (TPN) uygulamaları*
- Biyoyumlu ve ısı duyarlı poliüretan kateter malzemesi uygulama sonrası yumuşayarak hasta rahatlığı ve güvenlik sağlar.
- Özel yumuşatılmış uç damar duvarında oluşabilecek hasar riskini ve duyarlılığı en aza indirir.
- Radiopak oluşu ve işaretli cm çizgileri güvenli uygulamaya yardımcı olur.
- Birleşim noktasında yer alan çap ve uzunluk tanımları ürün özelliklerine kolay erişim sağlar.
- Sabit ve hareketli sabitleme parçaları güvenli ve sağlam bir sabitleme olanağı sağlar.
- *Sentia offers a broad range of catheter kits and trays for central vein insertion, providing safe and reliable devices for a wide variety of clinical interventions and allowing several procedures to take place simultaneously via a single puncture site.*
- *Central venous pressure monitoring*
- *Continuous simultaneous infusion of incompatible drugs*
- *Blood sampling*
- *Blood and blood products administration*
- *TPN administration*
- *Biocompatible, thermosensitive catheter material softens after insertion for increased patient safety and comfort.*
- *Soft blue tip reduces the risk of damage or irritation to vessel walls.*
- *Radiopaque material with defined marking ensure correct placement*
- *French size and length designations, printed on the hub, for ease of identification*
- *Fixed and adjustable suture wings for stable fixture of catheter.*



## TEK VE ÇOK LÜMENLİ SANTRAL VENÖZ KATETER SETLERİ

### SINGLE AND MULTILUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER SETS






#### ÜRÜN BİLGİLERİ

#### PRODUCT INFORMATION

##### ERİŞKİN SANTRAL VENÖZ KATETERLER / ADULT CENTRAL VENOUS CATHETERS

Tanım / Description	Çap / Diameter	Lümen Ebadı / Lumen Size	Lümen Yapısı / Lumen Structure	Uzunluk / Length
Tek lümenli / Single lumen	14 Ga	14Ga		15 cm 20 cm 30 cm
	16 Ga	16Ga		15 cm 20 cm 30 cm
İki lümenli / Double lumen	7 Fr	14Ga / 18Ga		15 cm 20 cm 30 cm
Üç lümenli / Triple lumen	7 Fr	18Ga / 18Ga / 16Ga		15 cm 20 cm 30 cm
Dört lümenli / Quadriple lumen	8.5 Fr	18Ga / 18Ga / 16Ga / 14Ga		15 cm 20 cm 30 cm

##### ÇOCUK SANTRAL VENÖZ KATETERLER / PEDIATRIC CENTRAL VENOUS CATHETERS

Tanım / Description	Çap / Diameter	Lümen Ebadı / Lumen Size	Lümen Yapısı / Lumen Structure	Uzunluk / Length
Tek lümenli / Single lumen	18 Ga	18Ga		15 cm 20 cm 30 cm
	20 Ga	20Ga		13 cm
İki lümenli / Double lumen	4 Fr	19Ga / 20Ga		5 cm 8 cm 13 cm 30 cm
	5 Fr	18Ga / 19Ga		5 cm 8 cm 13 cm 20 cm 30 cm
Üç lümenli / Triple lumen	5.5 Fr	22Ga / 22Ga / 20Ga		8 cm 13 cm 30 cm

Standart Set İçeriği: Radiopak poliüretan kateter / uygun ebat ve uzunlukta damar genişletici / heparin lock / uygun ebat ve uzunlukta çift uçlu kılavuz tel / uygun ebat ve uzunlukta seldinger iğne / 5 ml enjektör ve iğnesi / No: 11 bistüri / sabitleme elemanı

Standard Set Content: Radiopaque polyurethane catheter / appropriate size and length vessel dilator / heparin lock / appropriate size and length double ended guidewire / appropriate size and length seldinger needle / 5ml syringe and needle / No: 11 scalpel / fixation wing

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.  
Tekli kullanıma hazır paketlerde. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

#### ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com

Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr