


TELOS[®]

DAMARIÇİ GİRİŞİM SETLERİ KATETER LABORATUARI UYGULAMALARINDA KALİTE

CATH-LAB INTRODUCER SHEATH SETS QUALITY IN CATH-LAB APPLICATIONS

- Sağlam ve güvenli
- Kaçak yapmayan özel valf tasarımı.
- Yumuşak geçiş sağlayan silikon kaplı valf
- Ayrılmayı engelleyen luer lock bağlantı
- Kılıf ve genişletici arasında hassas geçiş
- *Safe and reliable*
- *No leakage, due to the unique valve design*
- *Smooth transit, due to silicone coating on the valve*
- *Luer lock dilator prevents disconnection*
- *Exceptional transition from sheath to dilator*



Made in
Turkey

CE 1014

TELOS ve TELOS logosu Ayra Medikal Yatırımlar Limited Şirketi'nin tescilli ürün markalarıdır. TELOS and TELOS logo are registered trademarks of Ayra Medikal Yatırımlar Limited Şirketi.

DAMARIÇİ GİRİŞİM SETLERİ

CATH-LAB INTRODUCER SHEATH SETS

Telos Damariçi Girişim Setleri kateter laboratuvarlarında anjiyografik girişimlerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Patentli ve üç parçalı özel silikon valf tasarımı arterial basıncı kontrol ederken, kateter üzerindeki kontrollü basısı ile performansı etkilemeyen mükemmel sızdırmazlık sağlamaktadır.

Telos percutaneous cath-lab introducer sheath sets are specifically designed for angiographic procedures. Patented three piece hemostasis valve provides an excellent seal on a diagnostic catheter without compromising catheter manipulation and performance.



- Sağlam ve güvenli
- Kaçak yapmayan özel valf tasarımı
- Ebata özel renk kodu

- Safe and reliable
- No leakage, due to the unique valve design
- Color coded sizes



- Yumuşak geçiş sağlayan silikon kaplı valf
- Kılıf ve genişletici arasında hassas geçiş

- Smooth transit, due to silicone coating on the valve
- Exceptional transition from sheath to dilator



- Kaçak yapmayan eşsiz valf tasarımı
- Ayrılmayı engelleyen luer lock bağlantı

- No leakage, due to the unique valve design
- Luer lock dilator prevents disconnection

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün/Product	Cap/Diameter	Damar İçi Kılıf/Sheath	Kılavuz Tel/Guidewire	İğne/Needle
Damar İçi Girişim Seti/ Introducer Sheath Set	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Fr	11.5 cm	0.038"/0.035" 50 cm - 45 cm	w/o
Uzun Damar İçi Girişim Seti/ Long Introducer Sheath Set	6 / 7 / 8 Fr	23 cm		w/o
Kısa Damar İçi Girişim Seti/ Introducer Sheath Set	4 / 5 / 6 / 7 Fr	7.5 cm	0.021"/0.028"	w/o 21 Ga 2.5/5.1/7 cm
Radial Damar İçi Girişim Seti/ Radial Introducer Sheath Set	5 / 6 Fr	7.5 - 11 cm	0.018" x 45 cm Stainless Steel	w/o 21 Ga 2.5/5.1/7 cm

Set İçeriği: 12-23 cm. Damar içi kılıf yan kollu ve üç yollu musluklu/ damar genişletici, 0.038"/0.035" kılavuz tel, 18 Ga x 7 cm. Seldinger iğne.
Set Contents: 12 - 23 cm. Sheath Dilator Hemostatic Valve Unit with side arm and stopcock, 0.038"/0.035" Double Ended Guidewire, 18 Ga x 7 cm. Seldinger needle.

Set İçeriği: 7.5 cm Damariçi kılıf, yan kollu ve üç yollu musluklu/damar genişletici, 0.021-0.028" kılavuz tel, 21 Ga x 2.5/5.1 cm Seldinger iğne
Set Contents: 7.5 cm. Sheath Dilator Hemostatic Valve Unit with side arm and stopcock, 0.021-0.028" Double Ended Guidewire, 21 Ga x 2.5/5.1 cm. Seldinger needle.

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ
Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi
Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye
Tel : +90 (312) 615 55 00
Fax : +90 (312) 615 53 00
E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com
Web : www.ayramed.com - www.telos.com.tr