


## GİRİŞİMSSEL BASINÇ ÖLÇÜM SETLERİ

## AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

## INVASIVE PRESSURE MONITORING SETS

## QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Sürekli ve doğru okuma
- Özel bağlantı kabloları ile çok sayıda monitöre bağlanabilme olanağı
- Hasta yatağı ve serum askılarına kolay montaj olanağı
- Tümlşik sıvı akış dinamiği sayesinde kolay doldurulabilme ve hava çıkarılabilme özelliği
- Kolay sıvı yolu gözlem olanağı
- 3 ml/saat veya 30 ml/saat yıkama özelliği



- *Consistent and accurate readings*
- *With a variety of interface cables available, it can be connected to most types of monitors*
- *Can easily be mounted on either the patient, bed or IV pole.*
- *Fully integrated flow-thru component design simplifies filling and debubbling*
- *Superior fluid path visualization*
- *3 ml or 30 ml per hour flow rates*

## GİRİŞİMSSEL BASINÇ ÖLÇÜM SETLERİ

### INVASIVE PRESSURE MONITORING SETS

Sentia markasıyla sunulan tek kullanımlık basınç ölçüm setleri hasta güvenliği ve kullanım kolaylığı alanında ölçüm kriteri olacak yeni standartlar oluşturmuştur. Tümüyle "Delta-flow" yıkama aleti sayesinde basınç dalga bozulmalarının, hızlı ve doğru olarak değerlendirilmesine olanak sağlar.

*Sentia brand disposable pressure transducers have established new standards for patient safety and ease of use. Integrated "Delta-flow" flush device provide quick and accurate waveform assessment, a necessity in evaluating waveform damping.*



- Üçlü ve dördü askı düzenekleri ile kolaylıkla tanıyabilmeyi sağlayacak yerleşme olanağı
- Hasta yatağı ve serum askılarına kolay montaj olanağı
- Özel bağlantı kabloları ile çok sayıda monitöre bağlanabilme olanağı
- Three or four place organizers allow easy identification of various components
- Can easily be mounted on either the patient, bed or IV pole
- With a variety of interface cables available, it can be connected to most types of monitors

## ÜRÜN BİLGİLERİ

### PRODUCT INFORMATION

#### Tanım / Description

Tekli Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / Single Channel Transducer System

Açık Sistem - Kapalı Sistem / Open System - Closed System

İkili Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / Double Channel Transducer System

Açık Sistem - Kapalı Sistem / Open System - Closed System

Üçlü Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / Triple Channel Transducer System

Açık Sistem - Kapalı Sistem / Open System - Closed System

**Set İçeriği** : Transducer-3 ml/saat Delta-flow yıkama sistemi ile birlikte / tümleşik kapalı kan numune alma sistemi / 120 cm MF basınç hattı/üç yollu musluk / 30 cm MF basınç hattı/serum seti.

**Set Contents** : Disposable transducer w/3 ml/hour Delta-flow flush device/ integrated closed blood sampling system / 120 cm MF pressure line/3-way stopcock / 30 cm MF pressure line/infusion set.

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.  
Tek kullanımlıktır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

## ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com

Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr