



ARTERİEL GİRİŞİM SETLERİ

YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

ARTERIAL CATHETER SETS

QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Sentia arteriel kateterleri biouyumlu PTFE'den üretilmiştir.
- Sentia arteriel kateterleri Seldinger tekniği ile uygulanmaktadır.
- Seldinger tekniği tek noktadan değişik girişimlere olanak sağlamaktadır.
- Sabitleme kanatları kateterin güvenle sabitlenmesini sağlayarak kateterin istem dışı damar dışına çıkmasını önler.
- Değişik çap seçenekleri ile erişkin ve çocuk kullanımına ve uzunluk seçenekleri ile de kullanılacak damara özel kullanım olanağı sunar.

- *Sentia arterial catheters are made of biocompatible PTFE.*
- *Sentia arterial catheters utilize Seldinger technique for placement.*
- *Seldinger technique allows multiple attempts at cannulation site.*
- *Suture wings provide a convenient site to secure the catheter and minimize extravascular migration.*
- *Different size option provides specific utilization either in adult or a pediatric patient, while length option gives the opportunity of specific utilization for every each vessel.*

ARTERİEL GİRİŞİM SETLERİ

ARTERIAL CATHETER SETS



- Güvenli sabitleme sağlayan özel kanatlar
- Ebata özel renk kodu
- Suture wings provide secure fixation
- Color coded sizes

- Güvenli Seldinger tekniği ile uygulama
- Safe Zemoirged iecnrique for placement

- Bio-uyumlu PTFE malzeme
- Radioopak
- Made of biocompatble PTFE material
- Radioopaque

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

ERİŞKİN ARTERİEL KATETER SETLERİ / ADULT ARTERIAL CATHETER SETS*

Tanım / Description	Çap / Diameter	Uzunluk / Length
Erişkin Arteriel Kateter Set / Adult Arterial Catheter Set	18 Ga	7,5 cm / 3" - 15 cm / 6"

* : Kateter iç lümeninden intraaortik balon pompası kateterine ait 0.035" guidewire geçebilir. / Inner lumen accepts Intra-aortic Balloon Pump Catheter 0.035" guidewire.

ÇOCUK ARTERİEL KATETER SETLERİ / PEDIATRIC ARTERIAL CATHETER SETS**

Tanım / Description	Çap / Diameter	Uzunluk / Length
Çocuk Arteriel Kateter Set / Pediatric Arterial Catheter Set	20 Ga	7,5 cm / 3" - 15 cm / 6"

** : Kateter iç lümeninden intraaortik balon pompası kateterine ait 0.028" guidewire geçebilir. / Inner lumen accepts Intra-aortic Balloon Pump Catheter 0.028" guidewire.

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ
Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi
Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye
Tel : +90 (312) 615 55 00
Fax : +90 (312) 615 53 00
E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com
Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr



CE 1014

DIN EN ISO 9001 : 2008
DIN EN ISO 13485 : 2003

