


## YOĞUN BAKIM DAMARIÇİ GİRİŞİM SETLERİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

## TUOHY-BORST ICU INTRODUCER SHEATH SETS QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Sağlam ve güvenli
- Kaçak yapmayan özel valf tasarımı
- Yumuşak geçiş sağlayan silikon kaplı valf
- Ayrılmayı engelleyen luer lock bağlantı
- Kılıf ve genişletici arasında hassas geçiş

- *Safe and reliable*
- *No leakage, due to the unique valve design*
- *Smooth transit, due to silicone coating on the valve*
- *Luer lock dilator prevents disconnection*
- *Exceptional transition from sheath to dilator*

## YOĞUN BAKIM DAMARIÇI GİRİŞİM SETLERİ

### TUOHY-BORST ICU INTRODUCER SHEATH SETS

Sentia yoğun bakım damarıçi girişim setleri kılıf ve genişleticinin özel kilit sistemi kılıfın damar içine genişletici desteksiz ilerlemesini engeller. Dayanıklı yapısı kolay manipulasyon olanağı sağlar.

*Sentia's unique locking dilator prevents premature advancement of the sheath and the thermal tapering process provide a smooth sheath to dilator transition. The heavy duty sheath construction provides increased pushability.*



- Kontaminasyon önleyici özel luer konnektörlü kılıf
- Sağlam ve güvenli
- Kaçak yapmayan eşsiz valf tasarımı

- *Protective catheter sleeve with luer lock adapter*
- *Safe and reliable*
- *No leakage, due to the unique valve design*

- Ayrılmayı engelleyen luer lock bağlantı
- Kılıf ve genişletici arasında hassas geçiş

- *Luer lock dilator prevents disconnection*
- *Exceptional transition from sheath to dilator*

- Kaçak yapmayan özel valf tasarımı
- Yumuşak geçiş sağlayan silikon kaplı valf
- Ebada özel renk kodu

- *No leakage, due to the unique valve design*
- *Smooth transit, due to silicone coating on the valve*
- *Color coded sizes*

## ÜRÜN BİLGİLERİ

### PRODUCT INFORMATION

Tanım / Description

Çap / Diameter

Yoğun Bakım Damarıçi Girişim Seti / Touhy-Borst ICU Introducer Sheath Set

5 Fr - 6 Fr - 7 Fr - 8 Fr - 8.5 Fr - 9 Fr

Set İçeriği : Touhy-Borst damar içi kılıf yan kollu ve üç yollu musluklu / damar genişletici / 0.038"/0.035" kılavuz tel / 18 Ga x 7 cm. Seldinger iğne / enjektör / 80 cm. koruyucu kılıf / no 11 bistüri.

Set Contents : Touhy-Borst Sheath Dilator Hemostatic Valve Unit with side arm and stopcock / dilator / 0.038"/0.035" Double Ended Guidewire / 18 Ga x 7 cm. Seldinger needle / syringe / 80 cm protective sleeve / no 11 scalpel.

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.  
Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

## ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ  
Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi  
Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye  
Tel : +90 (312) 615 55 00  
Fax : +90 (312) 615 53 00  
E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com  
Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr



CE 1014

DIN EN ISO 9001 : 2008  
DIN EN ISO 13485 : 2003

