


ANJİYOGRAFİK GİRİŞİM SETLERİ

KATETER LABORATUARI UYGULAMALARINDA KALİTE

CATH-LAB SETS

QUALITY IN CATH-LAB APPLICATIONS



- Güvenli ve tümleşik yapı
- Güçlü kontrol edilebilirlik ve kullanım kolaylığı
- Kullanıcı ihtiyacına göre şekillendirilebilme özelliği
- Sürekli ve büyük miktarlarda üretim ile kalite ve devamlılık güvencesi

- *Extremely safe integrated system*
- *Maximum controllability and ease of use*
- *Custom-made configuration in accordance with specific needs of user*
- *Largely proprietary production guarantees quality and consistency*

ANJİYOĞRAFİK GİRİŞİM SETLERİ

QUALITY IN CATH-LAB APPLICATIONS

Sentia anjiyografik girişim seti, anjiyografik işlemler sırasında opak ve mayi akış sisteminin gerektirdiği bütün ihtiyaçları tek pakette karşılar. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özel set üretim olanağı sunar. Seti oluşturan bütün parçalar yüksek kalite standartına sahiptir. Güvenli ve kolay kullanım olanağı sağlayan bu parçaların tekli steril formları da mevcuttur.

Sentia's complete assembled kit significantly boosts the safety of the angiographic procedure. Sentia carries custom-made integrated system for fluid management during angiographic procedures. All the products are also available individually in sterile form. Every single one of the fluid management products meets the highest quality standards.

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Tanım / Description	Anjiyografik Girişim Seti / Cath Lab Set
Handle yapısı / Handle type	: kapalı - açık / off - on
Basınç hattı / Pressure line	: 800 - 1.200 PSI
Opak hattı / Opaque set / drip chamber	: hazneli - haznesiz / w/dc - w/o dc
Serum hattı / Flush set / drip chamber	: hazneli - haznesiz / w/dc - w/o dc
Kontrast enjektörü / erkek uç adaptörü	: döner - sabit / rotating - fixed
Contrast syringe / male tip adapter	

ANJİYOĞRAFİK GİRİŞİM SETLERİ/KONTRAST ENJEKTÖRLERİ

CATH-LAB SETS / CONTRAST SYRINGES

Sentia kontrast enjektörleri 10-12 ml. hacimlerde olup, parmak halkaları ve/veya destekleri, sabit veya hareketli uç adaptörleri ve doz kontrol seçenekleri ile değişik ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. / Sentia contrast syringes are available in 10 or 12 ml, in various designs for the right grip. You can also opt for a luer lock or rotating adapter. An additional option is the dosage control mechanism, for injecting a maximum controllable amount of fluid.

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Tanım / Description	Kontrast Enjektörü / Contrast Syringe
Hacim / Volume	: 10 ml - 12 ml
Parmak halkası / Finger rings	: yok - var / no - yes
Başparmak halkası / Thumb ring	: yok - var / no - yes
Erkek uç adaptörü / Male tip adapter	: sabit - döner / fixed - rotating
Doz kontrol mekanizması / Dose control mechanism	: yok - var / no - yes

ANJİYOĞRAFİK GİRİŞİM SETLERİ/MANİFOLDLAR

CATH-LAB SETS / MANIFOLDS

Sentia manifoldlar tümü ile şeffaf yapıya sahip olup, 200/500 psi basınca dayanıklı, 2/3/4 portlu, on /off handle, sağ/sol pozisyon seçenekleri mevcuttur. Manifoldların uçları kullanım kolaylığı sağlayan dönebilen adaptörlere sahiptir. Konik iç yapısı hava kabarcığı oluşumu riskini en aza indirir. / Sentia manifolds are entirely transparent and available in 200 and 500 PSI, with two, three or four ports. There is choice between an 'on' and an 'off' setting and between manifold blocks which can be placed to the right or left of the patient. All manifolds are equipped with rotating adapters for ideal ease of operation. The tapered ports minimize the chance of air bubble formation.

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Tanım / Description	Anjiyografik Manifold / Angiographic Manifold
Port adedi / port	: 2 port - 3 port - 4 port
Gövde yapısı / body	: açık gövde - blok gövde / open body - block body
Pozisyon / position	: sağ - sol / right - left
Handle yapısı / handle type	: kapalı - açık / off - on
Basınç / pressure	: 200 psi - 500 psi

*Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tekli kullanıma hazır paketlerde. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.*

ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi
Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye
Tel : +90 (312) 615 55 00
Fax : +90 (312) 615 53 00
E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com
Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr