


ÇOK AMAÇLI DAMARIÇİ GİRİŞİM İĞNE VE SETLERİ KATETER LABORATUARI VE YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

MULTIPURPOSE VASCULAR INTERVENTION SETS AND NEEDLES QUALITY IN CATH-LAB AND INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Non-coring “B” tip açılı uç.
- Kılavuz telin kolay yerleşimine olanak sağlayan, tabanı geniş konik şekilli luer adaptör
- Şeffaf ve içinin gözlenmesine olanak veren malzemeden yapılmış sap kısmı
- İstenildiğinde elle tutulması ve hareket ettirilmesini kolaylaştıran kanatlı tutma kısmı
- Seldinger tipi iğne en az travmaya neden olacak şekilde ve kolaylıkla doğrudan cilt üzerinden artere yapılacak girişimlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir
- *Needle points feature a non-coring “B” arterial bevel*
- *Funneled (tapered) luer hub allows trouble-free guide wire insertion*
- *Available with a clear window wall hub*
- *Also available with a winged base plate*
- *Seldinger Needle is designed for easy, atraumatic percutaneous arterial puncture*

ÇOK AMAÇLI DAMARIÇİ GİRİŞİM İĞNE VE SETLERİ

MULTIPURPOSE VASCULAR INTERVENTION SETS AND NEEDLES

Telos Çok Amaçlı Damariçi Girişim İğne Setleri hastane ortamındaki perkutan damar girişimleri için özel olarak üretilmiştir.
Telos multipurpose vascular intervention sets and needles are specifically designed for percutaneous interventions in hospital environment.



ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün / Product

Seldinger İğne / Seldinger Needle

Tanım / Description

Düz / Plain base plate

Ebat / Size

18 Ga x 3.8 cm
18 Ga x 7.0 cm
19 Ga x 3.8 cm
21 Ga x 2.5 cm
21 Ga x 3.8 cm
21 Ga x 5.0 cm
21 Ga x 7.0 cm
18 Ga x 3.8 cm
18 Ga x 7.0 cm
19 Ga x 3.8 cm
21 Ga x 2.5 cm
21 Ga x 3.8 cm
21 Ga x 5.0 cm
21 Ga x 7.0 cm

Seldinger İğne (İki parça) / Seldinger Needle (Two piece)

Blok mandrenli / w / non vented stylet
Delikli mandrenli / w / vented stylet

18 Ga x 7.0 cm
18 Ga x 7.0 cm

İğneli Damariçi Girişim Seti / Guidewire Introducer-Needle Sets

İğneli / Over the needle

14 Ga x 7.0 cm
14 Ga x 14.0 cm
16 Ga x 6.0 cm
16 Ga x 7.0 cm
16 Ga x 21.0 cm
16 Ga x 8.0 cm
4 Fr x 6.0 cm
5 Fr x 6.0 cm
5 Fr x 9.0 cm
6 Fr x 6.0 cm
6 Fr x 13.0 cm
9 Fr x 8.0 cm

İğnesiz Damariçi Girişim Seti / Guidewire Introducer w/o Needle Sets

İğnesiz / w / o needle

14 Ga x 8.0 cm
16 Ga x 6.0 cm
16 Ga x 8.0 cm
18 Ga x 6.0 cm
18 Ga x 8.0 cm
20 Ga x 8.0 cm

Bulb Damariçi Girişim Seti / Guidewire Bulb Introducer Sets

İğnesiz / w / o needle
İğneli / w / needle

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com

Web : www.ayramed.com - www.telos.com.tr