

TELOS[®]

HEMODİYALİZ KATETER SETLERİ HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA KALİTE

HEMODIALYSIS CATHETER SETS QUALITY IN HEMODIALYSIS APPLICATIONS



- Biouyumlu ve ısı duyarlı kateter malzemesi uygulama sonrası yumuşayarak hasta rahatlığı ve güvenlik sağlar.
- Yumuşak ve radiopak uç damar duvarına olabilecek hasar riskini ve duyarlılığı en aza indirir.
- İlk dolum hacmi bilgileri kateter bakımında kolaylık sağlar.
- 360°'lik venöz dönüş eksenli damar içinde türbülansı önler ve kan akımını artırır.
- 360°'lik arter eksenli damar tıkanmalarına ve arterial yetmezliğe engel olur.
- Güvenli Seldinger metodu ile yerleşime uygundur.
- Dönebilen tutturma kanatları güvenli sabitleme sağlar.
- Dayanıklı yüksek hafızalı uretan uzatma hatları sayısız klemplemelere uygundur.
- Birleşim noktasında yer alan çap ve uzunluk tanımları ürün özelliklerine kolay erişim sağlar.
- Gerilim azaltan özel boyun kısmı giriş noktasında olabilecek kırılma ve kıvrılmaları önler.
- *Thermosensitive catheter material softens after insertion for increased patient safety.*
- *Soft, highly radiopaque tip reduces incidence of vessel damage and aids in confirming catheter tip replacement.*
- *Priming volume designation for ease of catheter maintenance.*
- *360° venous return ports decrease vessel turbulence while increasing blood flow.*
- *360° arterial ports help eliminate vessel occlusion and arterial insufficiency.*
- *Safe Seldinger Technique Insertion*
- *Rotatable suture wing provides secure anchoring.*
- *Durable high memory urethane extension lines will withstand repeated clamping.*
- *French size and length designations for ease of identification.*
- *Strain relief collar reduces kinking at the exit site.*

Made in
Turkey

CE 1014

TELOS ve TELOS logosu Ayra Medikal Yatırımlar Limited Şirketi'nin tescilli ürün markalarıdır. TELOS and TELOS logo are registered trademarks of Ayra Medikal Yatırımlar Limited Şirketi.

HEMODİYALİZ KATETER SETLERİ






HEMODIALYSIS CATHETER SETS




ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

ERİŞKİN HEMODİYALİZ KATETERLERİ / ADULT HEMODIALYSIS CATHETERS

Tanım / Description	Çap / Diameter	Kullanım Yeri / Application Site	Lümen Yapısı / Lumen Structure	Uzunluk / Length
İki lümenli / Double lumen	12/14 Fr	Subclavian-Femoral		15 cm 20 cm 24 cm
İki lümenli / Double lumen	12/14 Fr	Jugular		15 cm 20 cm 24 cm
İki lümenli kıvrık / Double lumen bented	11.5 Fr	Jugular		15 cm 20 cm
Üç lümenli / Triple lumen	12 Fr	Subclavian-Femoral		15 cm 20 cm 24 cm
Üç lümenli / Triple lumen	12 Fr	Jugular		15 cm 20 cm 24 cm

ÇOCUK HEMODİYALİZ KATETERLERİ / PEDIATRIC HEMODIALYSIS CATHETERS

Tanım / Description	Çap / Diameter	Kullanım Yeri / Application Site	Lümen Yapısı / Lumen Structure	Uzunluk / Length
İki lümenli / Double lumen	9 Fr	Subclavian-Femoral		12 cm 15 cm

Set İçeriği / Set Content

Radiopak poliüretan kateter / uygun ebat ve uzunlukta damar genişletici / heparin lock / uygun ebat ve uzunlukta çift uçlu guidewire / uygun ebat ve uzunlukta seldinger iğne / 5 ml enjektör ve iğnesi / No: 11 bistüri

Radiopaque polyurethane catheter / appropriate size and length vessel dilator / heparin lock / appropriate size and length double ended guidewire / appropriate size and length seldinger needle / 5 ml syringe and needle / No:11 scalpel

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Sermeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com

Web : www.ayramed.com - www.telos.com.tr