


# TELOS<sup>®</sup>

## TEK VE ÇOK LÜMENLİ SANTRAL VENÖZ KATETER SETLERİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

### SINGLE AND MULTILUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER SETS QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Telos tekli ve çoklu damar içi kateter setleri geniş ürün yelpazesi ile çok sayıdaki klinik girişimlere tek girişim noktası yolu ile kolay ve güvenilir uygulanabilme olanağı sağlar.
  - Santral venöz basınç takibi
  - Birbiri ile uyumsuz ilaçların sürekli ve eşzamanlı verilebilmesi
  - Kan örnekleri alınabilmesi
  - Kan ve kan ürünleri verilebilmesi
  - Total parenteral nutrisyon (TPN) uygulamaları
- Biyouyumlu ve ısı duyarlı poliüretan kateter malzemesi uygulama sonrası yumuşayarak hasta rahatlığı ve güvenlik sağlar.
- Özel yumuşatılmış uç damar duvarında oluşabilecek hasar riskini ve duyarlılığı en aza indirir.
- Radiopak oluşu ve işaretli cm çizgileri güvenli uygulamaya yardımcı olur.
- Birleşim noktasında yer alan çap ve uzunluk tanımları ürün özelliklerine kolay erişim sağlar.
- Sabit ve hareketli sabitleme parçaları güvenli ve sağlam bir sabitleme olanağı sağlar.
- Telos offers a broad range of catheter kits and trays for central vein insertion, providing safe and reliable devices for a wide variety of clinical interventions and allowing several procedures to take place simultaneously via a single puncture site.



- Central venous pressure monitoring
- Continuous simultaneous infusion of incompatible drugs
- Blood sampling
- Blood and blood products administration
- TPN administration
- Biocompatible, thermosensitive catheter material softens after insertion for increased patient safety and comfort.
- Soft blue tip reduces the risk of damage or irritation to vessel walls.
- Radiopaque material with defined marking ensure correct placement
- French size and length designations, printed on the hub, for ease of identification.
- Fixed and adjustable suture wings for stable fixture of catheter.

Made in  
Turkey

CE 1014

TELOS ve TELOS logosu Ayra Medikal Yatırımlar Limited Şirketi'nin tescilli ürün markalarıdır. TELOS and TELOS logo are registered trademarks of Ayra Medikal Yatırımlar Limited Şirketi.

# TEK VE ÇOK LÜMENLİ SANTRAL VENÖZ KATETER SETLERİ






## SINGLE AND MULTILUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER SETS








### ÜRÜN BİLGİLERİ

#### PRODUCT INFORMATION

##### ERİŞKİN SANTRAL VENÖZ KATETERLER / ADULT CENTRAL VENOUS CATHETERS

| Tanım / Description            | Çap / Diameter | Lümen Ebadı / Lumen Size  | Lümen Yapısı / Lumen Structure  | Uzunluk / Length        |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|-------------------------|
| Tek lümenli / Single lumen     | 14 Ga          | 14Ga                      |    | 15 cm<br>20 cm<br>30 cm |
|                                | 16 Ga          | 16Ga                      |    | 15 cm<br>20 cm<br>30 cm |
| İki lümenli / Double lumen     | 7 Fr           | 14Ga / 18Ga               |    | 15 cm<br>20 cm<br>30 cm |
| Üç lümenli / Triple lumen      | 7 Fr           | 18Ga / 18Ga / 16Ga        |   | 15 cm<br>20 cm<br>30 cm |
| Dört lümenli / Quadriple lumen | 8.5 Fr         | 18Ga / 18Ga / 16Ga / 14Ga |  | 15 cm<br>20 cm<br>30 cm |

##### ÇOCUK SANTRAL VENÖZ KATETERLER / PEDIATRIC CENTRAL VENOUS CATHETERS

| Tanım / Description        | Çap / Diameter | Lümen Ebadı / Lumen Size | Lümen Yapısı / Lumen Structure  | Uzunluk / Length                        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---|---|
| Tek lümenli / Single lumen | 18 Ga          | 18Ga                     |  | 15 cm<br>20 cm<br>30 cm                 |
|                            | 20 Ga          | 20Ga                     |  | 13 cm                                   |
| İki lümenli / Double lumen | 4 Fr           | 19Ga / 20Ga              |  | 5 cm<br>8 cm<br>13 cm<br>30 cm          |
|                            | 5 Fr           | 18Ga / 19Ga              |  | 5 cm<br>8 cm<br>13 cm<br>20 cm<br>30 cm |
| Üç lümenli / Triple lumen  | 5.5 Fr         | 22Ga / 22Ga / 20Ga       |  | 8 cm<br>13 cm<br>30 cm                  |

Standart Set İçeriği: Radiopak poliüretan kateter / uygun ebat ve uzunlukta damar genişletici / heparin lock / uygun ebat ve uzunlukta çift uçlu kılavuz tel / uygun ebat ve uzunlukta seldinger iğne / 5 ml enjektör ve iğnesi / No: 11 bistüri / sabitleme elemanı

Standard Set Content: Radiopaque polyurethane catheter / appropriate size and length vessel dilator / heparin lock / appropriate size and length double ended guidewire / appropriate size and length seldinger needle / 5ml syringe and needle / No: 11 scalpel / fixation wing

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.

Tek kullanımlıdır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

### ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com

Web : www.ayramed.com - www.telos.com.tr