

# TELOS®

## GİRİŞİMSEL BASINÇ ÖLÇÜM SETLERİ AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM UYGULAMALARINDA KALİTE

## INVASIVE PRESSURE MONITORING SETS QUALITY IN INTENSIVE CARE UNIT APPLICATIONS



- Sürekli ve doğru okuma
- Özel bağlantı kabloları ile çok sayıda monitöre bağlanabilme olanağı
- Hasta yatağı ve serum askılarına kolay montaj olanağı
- Tümüleşik sıvı akış dinamiği sayesinde kolay doldurulabilme ve hava çıkarılabilme özelliği
- Kolay sıvı yolu gözlem olanağı.
- 3 ml/saat veya 30 ml/saat yıkama özelliği
- *Consistent and accurate readings*
- *With a variety of interface cables available, it can be connected to most types of monitors*
- *Can easily be mounted on either the patient, bed or IV pole*
- *Fully integrated flow-thru component design simplifies filling and debubbling*
- *Superior fluid path visualization*
- *3 ml or 30 ml per hour flow rates*



Made in  
Turkey

CE 1014

# GİRİŞİMSSEL BASINÇ ÖLÇÜM SETLERİ

## INVASIVE PRESSURE MONITORING SETS

Telos markasıyla sunulan tek kullanımlık basınç ölçüm setleri, hasta güvenliği ve kullanım kolaylığı alanında ölçüm kriteri olacak yeni standartlar oluşturmuştur. Tümüleşik "Delta-flow" yıkama aleti sayesinde, basınç dalga bozulmalarının, hızlı ve doğru olarak değerlendirilmesine olanak sağlar.

*Telos brand disposable pressure transducers have established new standards for patient safety and ease of use. Integrated "Delta-flow" flush device provide quick and accurate waveform assessment, a necessity in evaluating waveform damping.*



- Özel bağlantı kabloları ile çok sayıda monitöre bağlanabilme olanağı
- *With a variety of interface cables available, it can be connected to most types of monitors*



- Hasta yatağı ve serum askılarına kolay montaj olanağı
- *Can easily be mounted on either the patient, bed or IV pole.*



- Üçlü ve dördü askı düzenekleri ile kolaylıkla tanıyabilmeyi sağlayacak yerleşme olanağı
- *Three or four place organizers allow easy identification of various components*

## ÜRÜN BİLGİLERİ

### PRODUCT INFORMATION

#### Tanım / Description

Tekli Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / *Single Channel Transducer System*

Açık Sistem - Kapalı Sistem / *Open System - Closed System*

İkili Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / *Double Channel Transducer System*

Açık Sistem - Kapalı Sistem / *Open System - Closed System*

Üçlü Girişimsel Basınç Ölçüm Seti / *Triple Channel Transducer System*

Açık Sistem - Kapalı Sistem / *Open System - Closed System*

Set İçeriği : Transducer-3 ml/saat Delta-flow yıkama sistemi ile birlikte / tümleşik kapalı kan numune alma sistemi / 120 cm MF basınç hattı/üç yollu musluk / 30 cm MF basınç hattı/serum seti.

Set Contents : *Disposable transducer w/3 ml/hour Delta-flow flush device/ integrated closed blood sampling system / 120 cm MF pressure line/3-way stopcock / 30 cm MF pressure line/infusion set.*

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / *Set content can be designed according to customer needs.*  
Tek kullanımlıktır. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / *Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.*

## ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi

Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye

Tel : +90 (312) 615 55 00

Fax : +90 (312) 615 53 00

E-mail : [info@ayramed.com](mailto:info@ayramed.com) - [bilgi@ayramed.com](mailto:bilgi@ayramed.com)

Web : [www.ayramed.com](http://www.ayramed.com) - [www.telos.com.tr](http://www.telos.com.tr)